



DUOFIT SYSTEM LINER

IPA

INSERTO ANTILUSSANTE PER COPPE
ACETABOLARI DUOFIT

ANTIDISLOCATION LINERS FOR DUOFIT
ACETABULAR CUPS

ANTI-LUXACION INSERTOS PARA COTILOS
ACETABULAR DUOFIT

ANTILUXATIONSEINSATZ FÜR DUOFIT
ACETABULUM-PFANNEN



| Ref. | Color Ref. | Type F (mm) | | | | | |
|----------|------------|-------------|----|-------|-------|-------|-------|
| | | d | D | Ø PSF | Ø PST | Ø PHT | Ø PDT |
| IPA2837E | ● | 28 | 37 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| | | | | 46 | 46 | 46 | 46 |
| IPA2840E | ● | 28 | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| | | | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| IPA2844E | ● | 28 | 44 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| | | | | 54 | 54 | 54 | 54 |
| | | | | 56 | 56 | 56 | 56 |
| | | | | 58 | 58 | 58 | 58 |
| IPA3244E | ● | 32 | 44 | 60 | 60 | | |
| | | | | 62 | 62 | | |
| | | | | 54 | 54 | 54 | 54 |
| | | | | 56 | 56 | 56 | 56 |
| IPA2848E | ● | 28 | 48 | | | 60 | 60 |
| | | | | | | 62 | 62 |
| | | | | | | | |
| IPA3248E | ● | 32 | 48 | | | 60 | 60 |
| | | | | | | 62 | 62 |
| IPA2856E | ● | 28 | 56 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| | | | | 67 | 67 | 67 | 67 |
| | | | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| IPA3256E | ● | 32 | 56 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| | | | | 67 | 67 | 67 | 67 |
| | | | | 70 | 70 | 70 | 70 |

LINERS

DESCRIZIONE

Troncoconico con profilo d'accoppiamento 5°40'.

Provisto di spalletta antilussante con copertura 20°. Provisto di reperi radiologico all'apice della spalletta antilussante. Accoppiabile solo con cotili Duofit PSF, PST, PHT, PDT.

MATERIALE

Polietilene UHMW (ISO 5834/1-2) + Ti6Al4V (ISO 5832/3).

ACCOPIABILITÀ

Coppe Duofit

CONFEZIONE STERILE

Sterilizzato ad ossido di etilene

DESCRIPTION

Truncated cone shape with 5°40' profile coupling.

Provided with an anti-dislocation shoulder with 20° covering. Provided with a radiologic reference placed at the top of the antiluxation wall. Use with Duofit PSF, PST, PHT, PDT cups only.

MATERIAL

UHMW Polyethylene (ISO 5834/1-2) + Ti6Al4V (ISO 5832/3).

COUPLING

Duofit cups

STERILE PACKAGING

Sterilization by Ethylene Oxide.

DESCRIPCIÓN

Troncoconico con perfil de acoplamiento 5°40'.

Cuenta con elemento antiluxación, cobertura 20°. El inserto está provisto de referencia radiológica en la cuspide de la ceja anti-luxación. Se acopla solo con cotilos Duofit PSF, PST, PHT, PDT.

MATERIAL

Polietileno UHMW (ISO 5834/1-2) + Ti6Al4V (ISO 5832/3).

ACOPLAMIENTO

Copas Duofit

ENVASADO ESTÉRIL

Esterilización por óxido de etileno.

BESCHREIBUNG

Kegelförmig geschnitten mit Kupplungsprofil 5°40'. Mit einer Schulter gegen Luxation mit Deckung von 20° versehen. Der Einsatz ist mit einem Röntgenkontrastreferenzpunkt am Scheitel der Antiluxationsschulter versehen.

Dieser Einsatz kann ausschließlich mit den folgenden Pfannen gepaart werden: Duofit PSF, PST, PHT, PDT.

IMPLANTATWERKSTOFF

Polyäthylen UHMW (ISO 5834/1-2).

GLEITPAARUNGSMÖGLICHKEITEN

Duofit-Kappen

STERILVERPACKUNG

Sterilisation mit Ethylenoxid