



MULTIFIT SYSTEM CEMENTED IMPLANT

CKA

STELO FEMORALE RETTO

STRAIGHT FEMORAL STEM

VÁSTAGO FEMORAL RECTO

GERADSCHAFT



CKA Standard		
Ref.	Size	L (mm) Type A
CKA0115	C0	115
CKA0125	C1	125
CKA0135	C2	135
CKA0145	C3	145
CKA0155	C4	155

STEMS

DESCRIZIONE

Retto, sezione trasversale ovoidale. Apice distale predisposto per l'utilizzo del centralizzatore.

Disponibile con angolo cervico-diafisario di 135° costante in tutte le taglie.

FINITURA SUPERFICIALE

Lucidatura a specchio.

CONO

Cono 12/14

MATERIALE

Acciaio Inossidabile ad alto contenuto di azoto (ISO 5832/9).

CONFEZIONE STERILE

Sterilizzato per irraggiamento con raggi gamma

DESCRIPTION

Straight, ovoidal cross section.

Distal tip with blind hole for using the distal centralizer.

The neck-shaft 135° angle is the same in all sizes.

SURFACE TREATMENT

Mirror polishing.

TAPER

12/14 Taper

MATERIAL

High Nitrogen Stainless Steel
(ISO 5832/9).

STERILE PACKAGING

Sterilized by gamma irradiation

DESCRIPCIÓN

Recto, sección transversal ovoidal.

La punta distal está predisposta para la colocación del centralizador.

Angulo cervico-diafisario de 135° es el mismo en todos los tamaños.

TRATAMIENTO SUPERFICIAL

Superficie pulida a espejo.

CONO

Cono 12/14

MATERIAL

Acero Inoxidable con alto contenido de Nitrógeno (ISO 5832/9).

ENVASADO ESTÉRIL

Esterilizado por radiación gamma

BESCHREIBUNG

Gerade, mit eiförmigem Querschnitt.

Schaftspitze passend zum distalen Centralizer.

Lieferbar mit 135° CCD-Winkel, gleichbleibend in allen Implantatgrößen.

OBERFLÄCHENBEARBEITUNG

Hochglanzfinish.

KONUS

Konus 12/14

IMPLANTATWERKSTOFFE

Implantat-Stahl mit hohem Gehalt an Stickstoff (ISO 5832/9).

STERILVERPACKUNG

Sterilisation mit Gammastrahlen