

SPARKUP SYSTEM LINER

XA LINK

INSERTO ANTILUSSANTE PER COPPA
ACETABOLARE SPARKUP

ANTIDISLOCATION LINER FOR SPARKUP
ACETABULAR CUP

INSERTO ANTI-LUXACION PARA COTILO
ACETABULAR SPARKUP

ANTILUXATION EINSATZ FÜR SPARKUP
ACETABULUM-PFANNEN



Type F (mm)						
D and Color Ref.	D	d 22	d 28	d 32	d 36	d 40
# A ●	35	01.IK.A22				
# D ●	39		01.IK.D28			
# F ●	44			01.IK.F32		
# G ●	48				01.IK.G36	
# H ●	52					01.IK.H40
# I ●	56					01.IK.I40

DESCRIZIONE

Troncoconico con profilo d'accoppiamento 18°.

Provvisto di spalletta antilussante con copertura 20°. All'apice della spalletta sono previsti n° 3 fori di orientamento inserto. Nel foro centrale è alloggiato un reperi radiografico in Titanio.

MATERIALE

Polietilene reticolato (ISO 5834/1-2).
Reperi radiografico in Ti6Al4V (ISO 5832/3).

ACCOPIABILITÀ

Coppe SparkUp

CONFEZIONE STERILE

Sterilizzato ad ossido di etilene

DESCRIPTION

Truncated cone shape with 18° profile coupling.

Provided with an anti-dislocation shoulder with 20° covering. The shoulder apex is provided with n° 3 orientation liner holes. A Titanium radiographic landmark is placed in the central hole.

MATERIAL

Cross linked polyethylene (ISO 5834/1-2).
Radiological landmark in Ti6Al4V (ISO 5832/3).

COUPLING

SparkUp cups

STERILE PACKAGING

Sterilization by Ethylene Oxide.

DESCRIPCIÓN

Troncoconico con perfil de acoplamiento 18°. Cuenta con elemento antiluxación, cobertura 20°. En la cúspide del hombro están previstos n° 3 orificios de orientación del inserto. El orificio central alberga una referencia radiográfica en Titanio.

MATERIAL

Cross linked Polietileno (ISO 5834/1-2).
Referencia radiográfica en Ti6Al4V (ISO 5832/3).

ACOPLAMIENTO

cotilos SparkUp

ENVASADO ESTÉRIL

Esterilización por óxido de etileno.

BESCHREIBUNG

Kegelförmig geschnitten mit Kupplungsprofil 18°. Mit einer Schulter gegen Luxation mit Deckung von 20° versehen. Am Scheitel der Schulter befinden sich 3 Löcher für die Positionierung des Einsatzes. Im mittleren Loch sitzt ein Röntgenerfassungspunkt aus Titan.

IMPLANTATWERKSTOFF

Polyäthylen Cross linked (ISO 5834/1-2).
Röntgenerfassungspunkt Ti6Al4V (ISO 5832/3).

GLEITPAARUNGSMÖGLICHKEITEN

SparkUp Acetabulum-Pfannen

STERILVERPACKUNG

Sterilisation mit Ethylenoxid